

# Un lien précieux, où que vous soyez



**meditrax™**

## MÉDAILLON ELMER GPS

### Système GPS permettant de localiser l'utilisateur

- ✓ Localisation GPS à distance
- ✓ Appel SOS
- ✓ Détection de chute
- ✓ Mesure de la fréquence cardiaque & de la tension artérielle
- ✓ Communication bi-directionnelle (haut-parleur et micro incorporés)
- ✓ Décrochage automatique
- ✓ Fonctionne avec micro carte sim (fournie)

Bénéficiez du  
crédit d'impôt !<sup>(1)</sup>



services à  
la personne

35€<sup>TTC</sup>/mois  
soit 17,50€\*

Abonnement **ENTOURAGE**<sup>(2)</sup>  
1 à 3 pers. pour l'appel d'urgence

39€<sup>TTC</sup>/mois  
soit 19,50€\*

Abonnement **CENTRALE ASSISTANCE**<sup>(2)</sup>  
Appel d'urgence transféré à la centrale

ENGAGEMENT 12 MOIS

\*Après déduction fiscale

<sup>(1)</sup> 50% de déduction établie sur les sommes engagées sur notre service. Décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne, complété par la circulaire ANSP 1-2007 du 15 mai 2007. <sup>(2)</sup> Plus d'informations : 04 90 50 47 48 ou [www.montre-gps-seniors.com](http://www.montre-gps-seniors.com)

## ✓ BOUTON SOS

Un appui long sur le bouton SOS démarre un appel d'urgence à la centrale d'urgence ou à l'un de vos proche.

## ✓ DÉTECTION DE CHUTES

Un message d'alerte est envoyé immédiatement lorsqu'une chute est détectée.

## ✓ LOCALISATION GPS À DISTANCE

Suivez l'emplacement de votre proche en temps réel grâce à la localisation GPS à distance.

## ✓ TOUCHE D'APPEL DIRECT

Grâce à ses 2 touches d'appels direct il est possible de pré-programmer 2 numéros de téléphone de votre choix (voisin, famille, ...). Le volume peut être ajusté sur le médaillon Elmer GPS en fonction de votre environnement sonore.

## ✓ UN SUIVI DE SANTÉ TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

Surveillez la fréquence cardiaque et la tension artérielle en continu grâce à des mesures précises, assurant un suivi fiable de la santé au quotidien. Grâce à sa petite taille, c'est simple de le porter autour du cou et pratique de l'avoir toujours sur soi. Autonomie de 4 à 5 jours.

